

Tabla Comparativa Autwomatic Plus - Autwomatic HC

Equipo	AUTWOMATIC PLUS		AUTWOMATIC PLUS HC	
	AUTWOMATIC PLUS	AUTWOMATIC PLUS UV	AUTWOMATIC PLUS HC	AUTWOMATIC PLUS HC UV
Modelo				
Calidad del Agua producida	Tipo II	Tipo II	Tipo II	Tipo II
Conductividad (µS/cm)	<1	<1	<1	<1
COT (ppb)		<50		<50
Bacterias (ufc/ml)		<1		<1
Producción y Almacenamiento				
Producción	3/5/10 l/h	3/5/10 l/h	5 l/h	5 l/h
Etapa de Doble Osmosis			✓	✓
Producción Recomendada máx. l/día	30 - 50 - 100	30 - 50 - 100	50	50
Depósito Presurizado (L)	30/50	30/50	30/50	30/50
Dispensación				
En continuo	✓	✓	✓	✓
Por Volumen	✓	✓	✓	✓
Por Tiempo	✓	✓	✓	✓
Monitorización continua				
Pantalla Táctil/ Teclado	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Mensajes de aviso visual y sonoro	✓	✓	✓	✓
Conductividad Agua Entrada (µS/cm)	✓	✓	✓	✓
Conductividad Agua Osmotizada (µS/cm)	✓	✓	✓	✓
% Rechazo iónico	✓	✓	✓	✓
Conductividad Agua final (µS/cm)	✓	✓	✓	✓
Contador horas de Trabajo	✓	✓	✓	✓
Contador horas Multiparamétrico	✓	✓	✓	✓
Temperatura Agua (°C)	✓	✓	✓	✓
Compensación de Temperatura	✓	✓	✓	✓
Mensajes de Aviso al usuario				
Aviso parámetros fuera de rango	✓	✓	✓	✓
Aviso cambio módulo de Pretratamiento	✓	✓	✓	✓
Aviso cambio módulo de Ósmosis Inversa	✓	✓	✓	✓
Aviso cambio módulo de Desionización	✓	✓	✓	✓
Aviso cambio UV		✓		✓
Aviso cambio Filtro Final		✓		✓
Aviso de corte de agua	✓	✓	✓	✓
Automatismos				
Arranque/parada automáticos	✓	✓	✓	✓
Recirculación Automática/ Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Parada automática por corte de agua	✓	✓	✓	✓
Limpieza Automática membrana ósmosis	✓	✓	✓	✓
Otros elementos				
Lámpara UV		✓		✓
Filtro Final 0,22 µm		✓		✓
Medidas (Alto/Ancho/Fondo) [cm]	60x36x49	60x36x49	60x36x49	60x36x49
Peso [kg]	35	35	35	35
Alimentación eléctrica	110-220 VAC / 50-60 Hz	110-220 VAC / 50-60 Hz	110-220 VAC / 50-60 Hz	110-220 VAC / 50-60 Hz
Requisitos del Agua de Entrada				
Presión mínima Agua de Entrada	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Presión máxima Agua de Entrada	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Temperatura máxima Agua de Entrada	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
Dureza Máxima	300 ppm (CaCO ₃)	300 ppm (CaCO ₃)	300 ppm (CaCO ₃)	300 ppm (CaCO ₃)
SDI (Silt Density Index)	< 5	< 5	< 5	< 5
Conductividad máxima Agua Entrada	1500 µS/cm	1500 µS/cm	2000 µS/cm	2000 µS/cm
Cloro Libre	< 1 ppm	< 1 ppm	< 1 ppm	< 1 ppm
Turbidez	< 1NTU	< 1NTU	< 1NTU	< 1NTU